

Solución estándar Fluoruros, 500 ml Concentración : 0 - 1M



HI4010-01 es una botella de 500 ml de solución estándar de flúor de calidad superior.

Los estándares de Hanna ISE tienen el número de lote y la fecha de vencimiento claramente marcados en la etiqueta. Las botellas son herméticas con un sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad de la solución estándar. La línea de estándares de Hanna se ha formulado especialmente para que tenga una caducidad de 5 años a partir de la fecha de fabricación de una botella sin abrir.

- Estándar de fluoruro 0.1M, 100 mg/L, 1000 mg/L según modelo.
- Botella estanca al aire con precinto de seguridad.
- Número de lote y fecha de vencimiento impresa en cada etiqueta.

Referencia: HI4010-01

Moles / Litro (M) a 25 ° Fluoruro 0.1M
C

Paquete botellas

tamaño 500 ml

Cantidad 1

Certificado de análisis No