

Solución estándar Fluoruros



HI70701M es una solución estándar de 1 g / L de fluoruro que se utiliza para calibrar el electrodo selectivo de iones de estado sólido de fluoruro (ISE).

- Botella estanca al aire con precinto de seguridad.
- Números de lote claramente marcados y fecha de vencimiento

Diferentes presentaciones: En botella de 230mL, 500mL o 1L.

Referencia: -

g / L @ 25 ° C	1 g / L de fluoruro	
Paquete	botellas	
tamaño	230 ml	
Cantidad		1
Certificado de análisis	Bajo pedido	