

Solución estándar Fluoruros 10 mg/L con TISAB II, 500 ml



HI4010-10 es una botella de 500 ml de una solución estándar de fluoruro de calidad superior que se premezcla con el ajustador de fuerza iónica TISAB II.

Los estándares de Hanna ISE tienen el número de lote y la fecha de vencimiento claramente marcados en la etiqueta. Las botellas son herméticas con un sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad de la solución estándar. La línea de estándares de Hanna se ha formulado especialmente para que tenga una caducidad de 5 años a partir de la fecha de fabricación de una botella sin abrir.

- Diferentes modelos: 10 ppm (mg / L), 1 ppm (mg / L) , 2 ppm (mg / L) de fluoruro estándar con TISAB II
- Botella estanca al aire con precinto de seguridad.
- Número de lote y fecha de vencimiento impresa en cada etiqueta.

Referencia: -

ppm (mg / L) Valor a 25 ° 10 ppm (mg / L) de
C fluoruro con TISAB II

Paquete botellas

tamaño 500 ml

Cantidad 1

Certificado de análisis No