

Solución estándar Nitrato 1000 ppm, 500 ml



HI4013- es una botella de 500 ml de solución estándar de nitrato 1000 ppm de calidad superior.

Los estándares de Hanna ISE tienen el número de lote y la fecha de vencimiento claramente marcados en la etiqueta. Las botellas son herméticas con un sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad de la solución estándar. La línea de estándares de Hanna se ha formulado especialmente para que tenga una caducidad de 5 años a partir de la fecha de fabricación de una botella sin abrir.

- Botella estanca al aire con precinto de seguridad.
- Número de lote y fecha de vencimiento impresa en cada etiqueta

Referencia: -

ppm (mg / L) Valor a 25 ° 1000 mg / L (ppm)
C de nitrato (como
NO₃ -N)

Paquete botellas

tamaño 500 ml

Cantidad 1

Certificado de análisis No