

Solución estándar para ISE de Sodio 2,3 g/L, FDA



Solución estándar de calibración para ISE. Esta solución, está contenida en una botella opaca, hermética a la luz que cumple con los requisitos de la FDA.

- La línea de soluciones estándar de Hanna se ha formulado especialmente para que tenga una caducidad de 5 años a partir de la fecha de fabricación de una botella sin abrir.
- Botella hermética de 500 mL, con sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad.
- Número de lote y fecha de vencimiento impresa en cada etiqueta.

Diferentes rangos, según modelo: 0,23 g/L, 2,3 g/L y 23 g/L.

Referencia: -