

Solución ISA para electrodo ISE Dióxido Carbono, 500 ml



HI4005-00 es una botella de 500 ml de solución de ajuste de fuerza iónica (ISA) para usar con electrodos selectivos de ion dióxido de carbono.

Las soluciones ISA de Hanna tienen el número de lote y la fecha de vencimiento claramente marcados en la etiqueta y son herméticos con un sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad de la solución. La línea de soluciones de Hanna se ha formulado especialmente para que tenga una caducidad de 5 años a partir de la fecha de fabricación de una botella sin abrir.

- Requerido para mediciones de dióxido de carbono ISE
- Botella estanca al aire con precinto de seguridad.
- Números de lote claramente marcados y fecha de vencimiento

Referencia: -