

Solución limpieza electrodos para agricultura, 25 bolsas de 20 ml



HI700661P es una solución de limpieza altamente efectiva disponible en sobres de 20 ml fáciles de usar, especialmente formulados para **electrodos de pH utilizados en la agricultura.**

Los electrodos se ensucian por el uso y producirán resultados inexactos incluso si se leen correctamente en un tampón de pH. Las soluciones de limpieza de HANNA eliminan las impurezas y los residuos que quedan en las superficies de los electrodos cuando se sumergen en las muestras durante la medición o cuando se almacenan incorrectamente.

Todas las soluciones de limpieza vienen en una **botella hermética** con sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad y la frescura. En la botella se marca un número de lote y una fecha de vencimiento.

Referencia: -

Descripción	Solución de limpieza para uso general (agricultura).	
Paquete	bolsitas	
tamaño	20 ml	
Cantidad		25
Certificado de análisis	No	