

Solución tampón antioxidante para Sulfuro (SAOB), 500 ml + 18g



HI4015-00 es una solución tampón para usar con electrodos selectivos de iones de plata / sulfuro.

Las soluciones ISE de Hanna tienen el número de lote y la fecha de vencimiento claramente marcados en la etiqueta y son herméticos con un sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad de la solución. La línea de soluciones de Hanna se ha formulado especialmente para que tenga una caducidad de 5 años a partir de la fecha de fabricación de una botella sin abrir.

- Formulado para mediciones de sulfuro
- Botella estanca al aire con precinto de seguridad.
- Números de lote claramente marcados y fecha de vencimiento

Hay dos componentes que componen el HI4015-00: una botella de 500 ml de Reactivo A de SAOB y una botella de 18 g de Reactivo de SAOB B.

Referencia: HI4015-00