

## Solución Tampón pH 1,68 230 ml



Es una solución tampón de pH de 1,68. Esta solución de tampón de pH 1.68 le permite calibrar su sistema de medición en el rango de pH ácido y colocar sus muestras ácidas entre corchetes utilizando un segundo valor a pH 4,01 o cercano a pH 7,01

Logre lecturas de pH precisas y verifique que su medidor y electrodo funcionen correctamente con las soluciones tampón Hanna.

### Disponible en:

**HI7001L:** botella 500ml

**HI7001M:** botella 230ml

**HI5016:** botella 500ml con certificado de análisis

**HI50016-01:** bolsitas de 20ml, 10 unidades (con certificado de análisis)

**HI50016-02:** bolsitas de 20ml, 25 unidades (con certificado de análisis)

**HI6016:** botella 500ml milesimal (pH 1,679)

**HI60016-02:** bolsitas de 20ml, 25 unidades. Milesimal (pH 1,679)

Referencia: -