

Solución Tampón pH 4,01



Solución tampón de pH de 4,01. Una de las soluciones tampón más utilizadas, es extremadamente estable y representa el punto intermedio en el rango ácido de la escala de pH, ideal para aquellos que requieren una lectura precisa de ácido, particularmente aquellos donde se espera que el pH sea ácido.

Las soluciones tampón técnicas de pH 4.01 de calidad superior, se suministra con un Certificado de Análisis trazable al Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST).

Las soluciones tampón Milsimales tienen una resolución mayor (0.001) para mediciones de pH más precisas.

También dispone con código de color.

La referencia HI77400P, incluye 5 sobres de pH 4.01 y 5 sobres de pH 7.01.

Precio de promoción, HI7004M, hasta 31.12.2021

Referencia: -

Exactitud Estándar ± 0.01 pH

Valor de pH a 25 ° C 4.01