

## Solución Tampón pH 7,01



Con el número de lote y la fecha de vencimiento claramente marcados en la etiqueta y un sello hermético a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad de la solución, la línea de soluciones de calibración de pH de Hanna es una forma fácil de obtener excelentes mediciones de pH en todo momento.

- Frasco hermético con sello de seguridad para la calidad.
- Etiqueta codificada por colores para una fácil identificación del valor del buffer pH 7.
- Perfecto para el mantenimiento de rutina para garantizar lecturas precisas mientras se extiende la vida útil del electrodo.

Diferentes presentaciones de la soluciones de calibración de pH7; 230 ml, 460ml, 1L, en sobres y soluciones certificadas. Además, pueden ser estándar, técnicas o millesimales.

Referencia: -

|                         |                        |   |
|-------------------------|------------------------|---|
| Exactitud               | Estándar $\pm 0.01$ pH |   |
| Valor de pH a 25 °C     | 7.01                   |   |
| Paquete                 | botellas               |   |
| tamaño                  | 230 ml                 |   |
| Cantidad                |                        | 1 |
| Certificado de análisis | No                     |   |