

Solución Tampón técnica pH 12,00





HI5012 es una solución de calibración técnica de pH 12,00 trazable a NIST y se entrega con un Certificado de Análisis. Los tampones de calibración de Hanna tienen el número de lote y la fecha de vencimiento claramente marcados en la etiqueta y son herméticos con un sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad de la solución. La línea de tampones técnicos de calibración de Hanna ha sido especialmente formulada para que tenga una caducidad de 5 años a partir de la fecha de fabricación de una botella sin abrir.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Precisión de +/- 0.01 pH @ 25 ° C
- Tabla de temperatura del valor de pH real a varias temperaturas impresas en cada botella, en sobres de 20ml y soluciones certificadas.

Diferentes presentaciones de esta solución, en botella de 500mL y sobres de 20mL. Tambien disponible pH 12,000 resolución milesimal, 500 ml.

Referencia: -