

## Solución TISAB de Fluoruros



HI7023L es una solución TISAB II de calidad superior para el análisis de fluoruro. La adición de la solución TISAB II a las muestras y estándares de fluoruro es esencial para mantener la fuerza iónica constante y eliminar las interferencias. Las soluciones de Hanna tienen el número de lote y la fecha de vencimiento claramente marcados en la etiqueta y son herméticos con un sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad de la solución. La línea de soluciones de Hanna se ha formulado especialmente para que tenga una caducidad de 5 años a partir de la fecha de fabricación de una botella sin abrir.

- Solución de calibración TISAB para análisis de fluoruro de 500 mL, o de 1L
- Botella hermética con sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad.
- Número de lote y fecha de vencimiento impresa en cada etiqueta.

Referencia: -