

Solución Turbidez 0 NTU para HI93102, 30 ml



Los estándares de Calibración de Turbidez HI93102-0 proporcionan una solución simple para calibrar y validar el medidor de turbidez HI93102 que tiene un rango de 0.00 a 50.0 NTU. Los estándares de calibración de turbidez de Hanna se preparan a partir de los materiales de referencia del estándar primario trazable por NIST y se suministran con un certificado de análisis. El certificado de análisis proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad al certificar el medidor de turbidez adecuado.

- Se entrega con certificado de análisis.
- Estándar de turbidez primaria AMCO AEPA-1
- Reutilizable

Se suministra en 1 botella de 30ml de la solución estándar 0 NTU.

Referencia: -