

Solución Turbidez 0 NTU para turbidímetro HI93703, 30 mL



Los estándares de Calibración de Turbidez HI93703-0 0 FTU proporcionan una solución simple para calibrar y validar el medidor de turbidez HI93703 que tiene un rango de 0 a 1000 FTU. Los estándares de calibración de turbidez de Hanna se preparan a partir de los materiales de referencia del estándar primario trazable por NIST y se suministran con un certificado de análisis. El certificado de análisis proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad al certificar el medidor de turbidez adecuado.

- Se entrega con certificado de análisis
- Valor estándar de 0 FTU
- Reutilizable

El HI93703-0 se suministra con 1 botella (30ml) de solución estándar 0 FTU.

Referencia: HI93703-0