

Solución verificación para checker alcalinidad HI772



El HI772-11 es un conjunto de verificación de calibración que permite al usuario de manera sencilla validar el *Checker de Alcalinidad de agua marina (0,0 a 20,0 dKH)*. Se suministra con certificado de análisis que proporciona: número de lote, código de producto y fecha de caducidad.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar del valor estándar de 5.0 dKH +/- 0.3 @ 25 °C
- Reutilizable

El HI772-11 incluye una cubeta sellada para poner a cero el medidor y, una cubeta coloreada con una muestra de alcalinidad equivalente a 5.0 +/- 0.3 dKH a 25 °C para validar.

Referencia: -