

## Solución verificación para checker Cloro Total (0 a 3,50 ppm)



El HI711-11 es un conjunto de verificación de calibración que permite al usuario de manera sencilla validar el *Checker de cloro total (0,00 a 3,50 ppm)*. Se suministra con certificado de análisis que proporciona: número de lote, código de producto y fecha de caducidad.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar de 1.00 +/- 0.05 ppm de cloro total a 25 °C
- Reutilizable

El HI711-11 incluye una cubeta sellada para poner a cero el medidor y, una cubeta coloreada con una muestra de cloro total equivalente de 1.00 +/- 0.05 ppm a 25 °C para validar.

Referencia: -