

Sonda CE/TDS con sensor temperatura para minicontroladores BL983317/18/27)



Es una sonda de conductividad y TDS para el controller BL983317 /BLI983318 /BL983327, con sensor interno de temperatura para inmersión.

- HI7632-00; 2 metros de cable, 3 bares
- HI7632-00/6; 6 metros de cable, 3 bares

Se suministra en una caja junto con el certificado de calidad del electrodo.

Referencia: -

Longitud del cable	2 m y 6 m según la selección
Longitud de la sonda	64 mm
Conexión	1/2 "roscado
Presión	3 bares