

Sonda polarográfica de Oxígeno Disuelto



Sonda polarográfica de oxígeno disuelto para medidor de oxígeno HI9142 con sensor interno de temperatura y conexión DIN. Ideal para entornos difíciles.

Dependiendo de los metros de cable que tenga:

- HI76407/2; 2m de cable
- HI76407/4; 4m de cable
- HI76407/10; 10m de cable
- HI76407/20; 20m de cable
- HI76407/4F; 4m de cable (con funda protectora)
- HI76407/10F; 10m de cable (con funda protectora)

Se suministra en una caja junto con el certificado de calidad del electrodo.

Referencia: -