

Sonda de temperatura, Pt100 para líquidos / aire





Sonda de temperatura Pt100 para líquidos y aire.

• Rango: -30 a 350°C

• Tiempo de respuesta: 30 segundos

• 1 m de cable

Dimensiones: 100mm largo X 3mm diámetro

 Material del cuerpo de la sonda: Acero inoxidable AISI 316

Referencia: -

Tiempo de

30 segundos

respuesta

Longitud de la 205 mm

sonda

Cuerpo material Acero inoxidable AISI

316

Tipo de sensor Pt100

Rango -30 a 350 ° C

Precisión de la

 \pm 0.25 ° C \pm 3% de

sonda

la lectura

Mango de la sonda Carilon®

Error de

 \pm 0.2 ° C

intercambio

Diámetro 5 mm Cable 1 m

Aplicaciones

aire liquido