

Sonda de temperatura, Pt100 para líquidos / aire



Sonda de temperatura Pt100 para líquidos y aire.

- Rango: -30 a 350°C
- Tiempo de respuesta: 30 segundos
- 1 m de cable
- Dimensiones: 100mm largo X 3mm diámetro
- Material del cuerpo de la sonda: Acero inoxidable AISI 316

Referencia: -

Tiempo de respuesta	30 segundos
Longitud de la sonda	205 mm
Cuerpo material	Acero inoxidable AISI 316
Tipo de sensor	Pt100
Rango	-30 a 350 ° C
Precisión de la sonda	$\pm 0.25 \text{ ° C} \pm 3\%$ de la lectura
Mango de la sonda	Carilon®
Error de intercambio	$\pm 0.2 \text{ ° C}$
Diámetro	5 mm
Cable	1 m
Aplicaciones	aire liquido