

Sonda Termistor NTC blanca con punta de penetració



Es una sonda de temperatura NTC termistor de penetración con un rango entre -50°C y 150°C. Indicado para muestras semi sólidas en industria alimentaria.

- Cuerpo de la sonda de acero inoxidable
- Mango blanco
- 1m de cable

Se suministra en una caja junto con el certificado de calidad de la sonda.

Referencia: -

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Tiempo de respuesta | 6 segundos (90% del valor final) |
| Cuerpo material | Acero inoxidable AISI 316 |
| Tipo de sensor | Termistor NTC |
| Distancia | -50 a 150 ° C |
| Exactitud de la sonda | ± 0.2 ° C |
| Mango de la sonda | abdominales |
| Error de intercambio | ± 0.2 ° C |
| Cable | 1 m |
| Aplicaciones | productos semisólidos |