

Sonda Termistor NTC para aire/gases





Es una sonda de temperatura NTC termistor para aire y gases con un rango entre -50°C y 150°C.

- Cuerpo de la sonda de acero inoxidable
- Mango blanco
- 1m de cable

Se suministra en una caja junto con el certificado de calidad de la sonda.

Referencia: -

Tiempo de 6 segundos (90% del

respuesta valor final)

Cuerpo material Acero inoxidable AISI

316

Tipo de sensor Termistor NTC

Distancia -50 a 150 ° C (-58 a

302 ° F)

Precisión de la \pm 0.2 ° C (\pm 0.4 ° F)

sonda

Mango de la sonda abdominales

Error de \pm 0.2 ° C (\pm 0.4 ° F)

intercambio

Cable 1 m (3.3 ')
Aplicaciones aire, gases