

Sonda Termistor NTC para aire/ gases



Es una sonda de temperatura NTC termistor para aire y gases con un rango entre -50°C y 150°C.

- Cuerpo de la sonda de acero inoxidable
- Mango blanco
- 1m de cable

Se suministra en una caja junto con el certificado de calidad de la sonda.

Referencia: -

Tiempo de respuesta	6 segundos (90% del valor final)
Cuerpo material	Acero inoxidable AISI 316
Tipo de sensor	Termistor NTC
Distancia	-50 a 150 ° C (-58 a 302 ° F)
Precisión de la sonda	± 0.2 ° C (± 0.4 ° F)
Mango de la sonda	abdominales
Error de intercambio	± 0.2 ° C (± 0.4 ° F)
Cable	1 m (3.3 ')
Aplicaciones	aire, gases