

Sonda Termistor NTC para líquidos/aire



Es una sonda de temperatura NTC termistor con sonda de acero inoxidable y un rango entre -50°C y 150°C. Indicado para muestras líquidas.

Con mango color blanco:

HI762L: 1m cable

HI762L/2: 2m cable

HI762L/10: 10m cable

HI762BL mango color negro y 1 m de cable

Se suministra en una caja junto con el certificado de calidad de la sonda.

Referencia: -

Tiempo de respuesta	6 segundos (90% del valor final)
Cuerpo material	Acero inoxidable AISI 316
Tipo de sensor	Termistor NTC
Distancia	-50 a 150 ° C
Precisión de la sonda	± 0.2 ° C
Error de intercambio	± 0.2 ° C
Aplicaciones	aire liquido