

## Sonda Termistor PTC para líquidos/aire



Es una sonda de temperatura PTC termistor con un rango entre -50°C y 150°C. Indicado para muestras líquidas.

- Cuerpo de la sonda de acero inoxidable
- Posibilidad de mango en color blanco o negro
- 1m de cable

HI765L: Mango color blanco 1m cable  
HI765BL: Mango color negro 1m cable

Se suministra en una caja junto con el certificado de calidad de la sonda.

Referencia: -

Tiempo de respuesta	8 segundos (90% del valor final)
Cuerpo material	Acero inoxidable AISI 316
Tipo de sensor	Termistor PTC
Distancia	-50 a 150 ° C (-58 a 302 ° F)
Precisión de la sonda	± 0.2 ° C (± 0.4 ° F)
Mango de la sonda	abdominales
Error de intercambio	± 0.2 ° C (± 0.4 ° F)
Cable	1 m
Aplicaciones	aire líquido