

Sonda Termopar Tipo K de penetración, sin mango



Es una sonda de temperatura termopar tipo K con cuerpo de acero inoxidable para mango HI766HD. Tiene la punta afilada para penetración en muestras semi-sólidas.

- Temperatura máxima 900°C
- Tiempo de respuesta 15 segundos
- medidas L 155mm x 3mm diámetro

Se suministra en una caja junto con el certificado de calidad de la sonda.

Referencia: -

Temperatura máxima	900 ° C (1650 ° F)
Tiempo de respuesta	15 segundos (90% del valor final)
Longitud de la sonda	155 mm
Cuerpo material	acero inoxidable
Diámetro	3 mm
Aplicaciones	Carne, caucho, productos semisólidos.