

Sonda Termopar Tipo K para pequeñas superficies



Es una sonda de temperatura termopar tipo K con cuerpo de acero inoxidable y mango. Está diseñada para la toma de medidas en superficies pequeñas.

- Temperatura máxima 200°C (*)
- Tiempo de respuesta 6 segundos
- 1 metro de cable color verde

Medidas de la sonda L 130mm 5mm diámetro.

(*) El mango de la sonda no debe exceder nunca los 150°C para evitar posibles daños en la sonda.

Se suministra en una caja junto con el certificado de calidad de la sonda.

Referencia: -

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Temperatura máxima | 200 ° C (390 ° F) |
| Tiempo de respuesta | 6 segundos (90% del valor final) |
| Longitud de la sonda | 130 mm |
| Cuerpo material | acero inoxidable |
| Diámetro | 5 mm |
| Cable | 1 m |
| Aplicaciones | pequeñas superficies |