

Termómetro Termopar de bolsillo



PRODUCTO DESCATALOGADO

TE PUEDE INTERESAR: HI145-20

Es una sonda de temperatura termopar tipo K, para termómetro KEY Pocket HI98517, con cuerpo de acero inoxidable AISI316 y rango de -40°C a 550°C.

HI98517-12; Para medida en superficies, hornos, placas..

HI98517-13; Para penetración y usos generales

HI98517-15; Para medida de temperatura en líquidos, aire, gases. Longitud de la sonda 170 mm

HI98517-30; Para medida de temperatura en líquidos, aire, gases. Longitud de la sonda 320 mm

Se suministra en una caja junto con el certificado de calidad de la sonda.

Referencia: -