

## Termómetro tipo "T" de penetración



Termómetro robusto con sonda de penetración de acero inoxidable de 125 mm, para controles rápidos que requieren rápida respuesta.

- Sencillo uso
- Sonda 125 mm de longitud
- Rango: -50,0 a 220 °C
- Para controles rápidos en alimentos

Referencia: -

ESPECIFICACIONES TECNICAS		
HI145-00	HI145-20	
Rango	-50,0 a 220°C	
Resolución	0,1°C (-50,0 a 199,9) 1°C (200°C a 220°C)	
Precisión (25°C)	±0,3°C (-20°C a 90°C) ±0,4% (fuera)	
Sonda	Acero inoxidable	
Batería	1,5v AAA/ Aprox. 10.000 horas de uso continuado. Auto apagado 8 minutos despues de no uso.	
Peso	65g	
Información de envío	HI145-00HI145-20	