

Test Kit Acidez en aceite de oliva (% ácido Oleico) (0,00 a 1,00 %acidez) 6 test



Completo test kit de análisis de la acidez del aceite de oliva, en maletín.


- Posibilidad de realizar 6 test
- Diseñado para aceite de oliva
- Disponibilidad de recambio

El kit de análisis de acidez en aceite de oliva (% ácido Oleico) (0,00 a 1,00 % acidez) 6 test, HI3897, se suministra con 6 botellas de disolvente orgánico, agitador magnético HI180MB, jeringas calibradas (para dosificación de aceite y valorante), valorante 30ml, maletín de transporte e instrucciones.

Referencia: -

ESPECIFICACIONES DE ACIDEZ

Distancia	0 a 1% de acidez (como ácido oleico)
Resolución	0.01 mL = 0.01%
Método	valoración
Tamaño de la muestra	4,6 ml o 4 g
Número de test	6



ESPECIFICACIONES DE AGITADOR MAGNETICO

Capacidad máxima de agitación	1 litro (0.26 galones)
Min. Rango de velocidad	100 rpm
Max. Rango de velocidad	1000 rpm
Categoría de instalación	II
Material de la cubierta	Plástico ABS
Ambiente	0 a 50 ° C (32 a 122 ° F), RH máx. 95%

PRESUPUESTO

Tipo CTK

Dimensiones

Peso

Información sobre pedidos

Valoración

HI3897: 112 x 390 x 318
mm

HI180: dia. 137 mm x 51
mm (h)

640 g

HI3897 se suministra con 6
botellas listas para usar de
solvente orgánico (40 ml
cada una) con 1 barra
magnética cada una,
agitador magnético HI180I /
MB, jeringa calibrada de 5,0
ml para la dosificación de
aceite, jeringa calibrada de
1,0 ml para la dosificación
de titulante con punta,
titulador Solución (frasco de
20 ml), maletín de
transporte resistente e
instrucciones.