

## Test Kit Amoníaco (NH<sub>3</sub>-N) agua dulce (0,0 a 2,5 mg/ L) 25 test



El test kit de amoníaco de Hanna HI3824 determina la concentración de amoníaco en agua dulce mediante el método Nessler.

- Fácil uso
- 25 test
- Mide la fuerza o debilidad de una presencia química de acuerdo con el grado de saturación del color

El test kit HI3824 está provisto con todo lo necesario para realizar la medición: vaso de precipitados de plástico de 20 ml, cubo de comparación de colores, 20 ml de reactivo de amoníaco 1 y 20 ml de reactivo de Nessler.

Referencia: -

Rango	0.0 a 2.5 mg / L (ppm)
Resolución	0.5 mg / l (ppm)
Método	Nessler
Número de test	25
Tipo CTK	Colorimétrico
Información sobre pedidos	El HI3824 viene con un vaso de precipitados de plástico de 20 ml, un cubo de comparación de colores, un reactivo de amoníaco de 20 ml (para agua dulce) y un reactivo de Nessler de 20 ml.