

## Test Kit Boro (0,0 a 5,0 mg/ L) 100 test



El HI38074 es un test kit que mide el boro en el agua de riego por titración con ácido bórico.

- 100 test
- Uso rápido y sencillo
- Recambio de reactivos disponibles

El HI38074 se suministra completo con todos los reactivos y equipos necesarios para realizar aproximadamente 100 pruebas.

Referencia: -

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rango                     | 0.0 a 5.0 mg / L (ppm)                                                                                                                                                                                                                                    |
| Resolución                | 0.2 mg / L (ppm)                                                                                                                                                                                                                                          |
| Método                    | ácido bórico                                                                                                                                                                                                                                              |
| Número de test            | 100                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tipo CTK                  | Valoración                                                                                                                                                                                                                                                |
| Información sobre pedidos | El test kit HI38074 se suministra con reactivos para 100 test, medidor de pH HI98103 Checker, sobres de pH 4.01 (1), sobres de pH 7.01 (1), destornillador, botella de 120 ml con tapa, recipiente calibrado de 50 ml y pipetas de plástico de 1 ml (2) . |