

Test Kit Bromo (0,0 a 3,0 mg/ L) 60 test





El HI3830 es un test kit que utiliza el método DPD para medir bromo en muestras de agua.

- 60 tests
- Rápido y sencillo
- Recambio de reactivos disponibles

El HI3830 se suministra completo con todos los reactivos y accesorios necesarios para realizar aproximadamente 60 pruebas.

Referencia: -

Rango	0.0 a 3.0 mg / L (ppm)
Resolución	0.6 mg / L (ppm)
Método	DPD
Número de test	60
Tipo CTK	Colorimétrico
	El HI3830 viene con 30 mL de reactivo 1, 20 ml de reactivo 2,
	cubo de comparación de colores y recipiente de plástico.