

Test Kit Bromo (0,0 a 3,0 mg/ L) 60 test



El HI3830 es un test kit que utiliza el método DPD para medir bromo en muestras de agua.

- 60 tests
- Rápido y sencillo
- Recambio de reactivos disponibles

El HI3830 se suministra completo con todos los reactivos y accesorios necesarios para realizar aproximadamente 60 pruebas.

Referencia: -

Rango	0.0 a 3.0 mg / L (ppm)
Resolución	0.6 mg / L (ppm)
Método	DPD
Número de test	60
Tipo CTK	Colorimétrico
Información sobre pedidos	El HI3830 viene con 30 mL de reactivo 1, 20 ml de reactivo 2, cubo de comparación de colores y recipiente de plástico.