

## Test Kit Cloro Libre



Sencillos test kits colorimétricos que utilizan el método DPD para medir el cloro libre. Se suministran completos con todos los reactivos y equipos necesarios para realizar aproximadamente 50 pruebas.

- 50 tests
- Cubo de comparación de colores para determinación simple

Los kits HI3829F y HI3831F se suministras con un cubo de comparación de colores, 20 ml de reactivo 1 y 15 ml de reactivo 2.

Referencia: -

Especificaciones	HI3829F	HI3831F
Rango	0.0 a 2.0 mg/L (ppm)	0.0 a 2.5 mg/L (ppm)
Resolución	0.5 mg/L (ppm)	0.5 mg/L (ppm)
Método	DPD	DPD
Numero de test	50	50
Tipo de CTK	Colorimetría	Colorimetría
Reactivo	HI3829F-050	HI3831F-050
Información sobre pedidos	Los kit de prueba viene con un cubo de comparación de colores, 20 ml de reactivo 1 y 15 ml de reactivo 2.	