

Test Kit Cloro Libre (0,0 a 3,5 mg/ L) 100 test



El HI3875 es un test kit que utiliza el método DPD para medir el cloro libre entre 0 y 3.5 mg / L.

- Recambio de reactivo disponible
- Todos los reactivos marcados con fecha de vencimiento y número de lote para la trazabilidad
- Disco Checker® para una determinación más precisa

El HI3875 se suministra completo con todos los reactivos y equipos necesarios para realizar aproximadamente 100 pruebas.

Referencia: -

Rango	0.0 a 3.5 mg / L (ppm)
Resolución	0.1 mg / L (ppm)
Método	DPD
Número de test	100
Tipo CTK	Colorimétrico
Información sobre pedidos	El test kit HI3831F viene con reactivo de cloro libre HI93701-0 (100 paquetes), 500 ml de agua desionizada, checker disc, viales de vidrio con tapas (2) y pipeta de plástico de 3 ml.