

## Test Kit Cloro Libre y pH (0,0 a 2,5 mg/ L - 6,0 a 8,5 pH) 50/ 100 test



Sencillo test kit colorimétrico de Cloro Libre y pH. El kit de pruebas HI3887 se suministra con 2 cubos de comparación de color, 1 bote de reactivo 1 de 20ml, 1 bote de reactivo 2 de 15ml, 1 bote de reactivo pH HI3881-0 de 25ml.

- 50 test de cloro libre y 100 test de pH
- Dispone de recambio
- Reactivos con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad

Referencia: -

### ESPECIFICACIONES DE PH

Distancia	6.0 a 8.5 pH
Resolución	0.5 pH
Método	indicador de pH
Número de pruebas	100
Tipo CTK	colorimétrico

### ESPECIFICACIONES DE CLORO LIBRE

Distancia	0.0 a 2.5 mg / L (ppm)
Resolución	0.5 mg / l
Método	DPD
Número de test	50
Tipo CTK	colorimétrico
<b>PRESUPUESTO</b>	
Tipo CTK	Colorimétrico, Multiparámetro
Información sobre pedidos	El kit de prueba HI3887 viene con cubos de comparación de colores (2), 20 ml reactivo 1, 15 ml reactivo 2, 25 ml HI 3881-0 pH 6.0-8.5 reactivo.