

## Test Kit Cloro Libre y Total





El HI38017 y el HI38020 son test kit que utilizan el método DPD para medir el cloro libre y total.

- 200 test
- Reactivos de recambio disponibles
- Disco Checker® para una determinación más precisa

Tanto el kit HI38017 como el HI38020 se suministran completos con todos los reactivos y equipos necesarios para realizar 200 pruebas.

## Referencia: -

Especificaciones	HI38017	HI38020
Rango	0,00 a 0,70 mg/L (ppm) Bajo 0,0-3,5 mg/L	0,00 a 0,70 mg/L (ppm) Bajo 0,0-3,5 mg/L
	(ppm) Medio	(ppm) Medio 0,0 a 10,0 mg/L (ppm) Alto
Resolución	0,02 mg/L (ppm) Bajo 0,1 mg/L (ppm)	0,5 mg/L (ppm) Bajo 0,1 mg/L (ppm) Medio
	Medio	0,5 mg/L (ppm) Alto
Método	DPD	DPD
Numero de test	200 (100 cloro libre y 100 cloro total)	200 (100 cloro libre y 100 cloro total)
Tipo de CTK	Checker Disc Colorimetría	Checker Disc Colorimetría
Reactivo	HI38017-200	HI38020-200
Información sobre pedidos	Los kit de prueba vienen con reactivo de	
	cloro libre HI93701-0 (100 paquetes),	
	reactivo de cloro total HI 93711-0 (100	
	paquetes), botella de desmineralizador con	
	tapa de filtro para 12 L, disco de	
	comprobación, viales de vidrio con tapas	
	(2) y 3 mL pipeta de plástico (1)	