

Test Kit Cloro Total (0,0 a 2,5 mg/ L) 50 test



Sencillo test kit colorimétrico de Cloro Total. El Test Kit HI3831T se suministra con: 1 cubo para comparar el color, reactivo 1 (20 ml), reactivo 2 (15 ml), reactivo 3 (15 ml).

- 50 test
- Dispone de recambio

Referencia: -

Distancia	0.0 a 2.5 mg / L (ppm)
Resolución	0.5 mg / l (ppm)
Método	DPD
Número de test	50
Tipo CTK	Colorimetrico
Información sobre pedidos	El kit de prueba HI3831T viene con un cubo de comparación de colores, 1 (20 ml) reactivo de cloro para frasco cuentagotas 1, 1 (15 ml) reactivo de cloro para frasco cuentagotas 2 y 1 (15 ml) frasco cuentagotas de reactivo para cloro 3.