

Test Kit Cloro Total (0,0 a 2,5 mg/ L) 50 test



Sencillo test kit colorimétrico de Cloro Total. El Test Kit HI3831T se suministra con: 1 cubo para comparar el color, reactivo 1 (20 ml), reactivo 2 (15 ml), reactivo 3 (15 ml).

- 50 test
- Dispone de recambio

Referencia: -

| | |
|---------------------------|---|
| Distancia | 0.0 a 2.5 mg / L (ppm) |
| Resolución | 0.5 mg / l (ppm) |
| Método | DPD |
| Número de test | 50 |
| Tipo CTK | Colorimetrico |
| Información sobre pedidos | El kit de prueba HI3831T viene con un cubo de comparación de colores, 1 (20 ml) reactivo de cloro para frasco cuentagotas 1, 1 (15 ml) reactivo de cloro para frasco cuentagotas 2 y 1 (15 ml) frasco cuentagotas de reactivo para cloro 3. |