

Test Kit Cloruros Cl⁻ (0 a 100 - 0 a 1000 mg/ L) 110 test



Sencillo test kit colorimétrico de cloruros.

- 110 test
- Dispone de recambio

El test kit de cloruros Cl, HI3815, se suministra con indicador difenilcarbazona 15ml, solución ácido nítrico 30ml, solución nitrato mercúrico 120ml, vaso calibrado de 50ml y 10ml, jeringa calibrada con punta.

Referencia: -

Rango	0 a 100 mg / L (ppm) Cl ⁻ ; 0 a 1000 mg / L (ppm) Cl ⁻
Resolución	1 mg / L (rango de 0 a 100 mg / L); 10 mg / L (0 a 1000 mg / L rango)
Método	nitrato mercúrico
Número de test	110
Tipo CTK	Valoración
Información sobre pedidos	El test kit HI3815 viene con 1 (15 mL) gotero indicador de difenilcarbazona, 1 (30 mL) gotero solución de ácido nítrico, 120 mL botella de nitrato de mercurio solución, 50 mL recipiente calibrado, 10 mL recipiente calibrado, calibrado jeringa con punta.