

## Test Kit Cloruros Cl (500 a 10000 - 5000 a 100000 mg/ L) 100 test



El HI38015 es un test kit que mide el cloruro por titración con nitrato de plata.

- 100 tests
- Cubo de comparación de colores para determinación simple
- Reactivos de recambio disponibles

El HI38015 se suministra completo con todos los reactivos y equipos necesarios para realizar 100 pruebas.

Referencia: -

Distancia	500 a 10000 mg / L (ppm) y 5000 a 100000 mg / L (ppm) Cl-
Resolución	100 mg / L (rango de 500 a 10000 mg / L) y 1000 mg / L (rango de 5000 a 100000 mg / L)
Método	nitrato de plata
Número de test	100
Tipo CTK	Valoración
Peso	664g
Información sobre pedidos	El kit de prueba HI38015 viene con una botella de 100 ml. HI38015A-0, 2 (25 ml) frascos cuentagotas de HI38015B-0 indicador de cromato de potasio, botella de 100 ml. HI38015C-0 solución de nitrato de plata, botella de desmineralizador con tapa, 50 ml de recipiente calibrado, 1 (3 ml) pipeta de plástico, 1 (1 ml) de pipeta de plástico, 1 cepillo, 2 jeringas con puntas.