

## Test Kit Cobre (0,0 a 2,5 mg/L) 100 test



El HI3847 es un test kit que utiliza el método bicinconinato para medir el cobre.

- 100 test
- Reactivo de recambio disponible
- Cubo de comparación de colores para medición rápida y sencilla

El HI3847 se suministra con todos los reactivos y equipos necesarios para realizar el análisis de aproximadamente 100 test.

Referencia: -

Rango	0.0 a 2.5 mg/L (ppm)
Resolución	0.5 mg/L (ppm)
Método	Bicinconinato
Número de test	100
Tipo CTK	Colorimétrico
Información sobre pedidos	El test kit HI3847 viene con reactivo HI3847-0 (100 sobres) y cubo de comparación de color.