

## Test Kit combinado para refrigeración y calderas (Alcalinidad / Cloruro / Dureza / Fosfato / OD / Sulfito)



El HI3821 es un test kit que mide seis parámetros comunes en sistemas de enfriamiento y calderas: alcalinidad, cloruro, dureza, oxígeno disuelto, fosfato y sulfito.

- Medición rápida y precisa
- Todos los reactivos vienen marcados con fecha de caducidad y número de lote
- Incluye maletín de transporte

Este kit está equipado con todos los reactivos y accesorios necesarios para realizar más de 100 tests para cada parámetro, con la excepción de fosfato, que incluye reactivos sólo para 50 pruebas.

Referencia: -

Especificaciones de alcalinidad	
Rango	0 a 100 mg / L (ppm) CaCO <sub>3</sub> ?; 0 a 300 mg / L (ppm) CaCO <sub>3</sub> ?
Resolución	1 mg / L (rango de 0 a 100 mg / L); 3 mg / L (rango de 0 a 300 mg / L)
Método	fenolftaleína / bromofenol azul
Número de test	110
Tipo CTK	valoración
Especificaciones de Cloruro	
Rango	0 a 100 mg / L (ppm) Cl <sup>-</sup> ?; 0 a 1000 mg / L (ppm) Cl <sup>-</sup> ?
Resolución	1 mg / L (rango de 0 a 100 mg / L); 10 mg / L (0 a 1000 mg / L rango)
Método	nitrato mercuríco
Número de test	110
Tipo CTK	valoración
Especificaciones de oxígeno disuelto	
Rango	0.0 a 10.0 mg / L (ppm) O <sub>2</sub> ?
Resolución	0.1 mg/L
Método	Winkler modificado
Número de test	110
Tipo CTK	valoración
Especificaciones de dureza	
Rango	De 0,0 a 30,0 mg / l (ppm) de CaCO <sub>3</sub> ; 0 a 300 mg / L (ppm) CaCO <sub>3</sub> ?
Resolución	0.3 mg / L (rango de 0.0 a 30.0 mg / L); 3 mg / L (rango de 0 a 300 mg / L)
Método	EDTA

Número de test	100
Tipo CTK	valoración
Especificaciones de fosfato	
Rango	0 a 5 mg / L (ppm) PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup>
Resolución	1 mg / l
Método	ácido ascórbico
Número de test	50
Tipo CTK	colorimétrico
Especificaciones de sulfito	
Rango	0.0 a 20.0 mg / L (ppm) Na <sub>2</sub> SO <sub>3</sub> ; 0 a 200 mg / L (ppm) Na <sub>2</sub> SO <sub>3</sub>
Resolución	0.2 mg / L (rango de 0.0 a 20.0 mg / L); 2 mg / L (0 a 200 mg / L rango)
Método	yodometrico
Número de test	110
Tipo CTK	valoración
Especificaciones generales	
Tipo CTK	Titulación, Colorimétrico, Multiparametro
Dimensiones	440 x 330 x 100 mm
Peso	2.5 kg
Información sobre pedidos	El test kit HI3821 incluye todos los reactivos y accesorios necesarios para realizar más de 100 test para cada parámetro, con la excepción del fosfato, que incluye reactivos para 50 test, estuche rígido e instrucciones.