

Test Kit Cromo Hexavalente Cr6+ (0,0 a 1,0 mg/ L) 100 test



El HI3846 es un test kit de que utiliza el método de la difenilcarbohidrazida para medir el cromo hexavalente.

- Uso rápido y sencillo
- 100 test
- Reactivos marcados con fecha de vencimiento y número de lote para la trazabilidad
- Cubo de comparación de colores para determinación simple

El HI3846 se suministra completo con todos los reactivos y el equipo necesarios para realizar aproximadamente 100 pruebas.

Referencia: -

Rango	0.0 a 1.0 mg/L (ppm)
Resolución	0.2 mg/l (ppm)
Método	difenilcarbohidrazida
Número de test	100
Tipo CTK	Colorimétrico
Información sobre pedidos	El test kit HI3846 viene con reactivo HI 3846-0 (100 paquetes) y cubo de comparación de color.