

## Test Kit Dureza Total CaCO<sub>3</sub>



El HI3840, HI3841 y HI3842 son sencillos test kits de medida de dureza total de rango bajo, medio y alto.

- 50 test
- Posibilidad de recambio de reactivo
- Medición rápida y sencilla

Se suministran completos, con todos los reactivos y equipos necesarios para realizar aproximadamente 50 pruebas:

- **HI3840** se suministra con reactivo de dureza rango bajo (30ml), 1 botella con dosificador de reactivo CALMAGITE (10ml) y un vaso calibrado 50ml.
- **HI3841** se suministra con reactivo de dureza rango medio (30ml), 1 botella con dosificador de reactivo CALMAGITE (10ml) y un vaso calibrado 50ml.
- **HI3842** se suministra con reactivo de dureza rango alto (30ml), 1 botella con dosificador de reactivo CALMAGITE (10ml) y un vaso calibrado 50ml.

Referencia: -

Especificaciones	Dureza Total (como CaCO <sub>3</sub> ) Rango bajo	Dureza Total (como CaCO <sub>3</sub> ) Rango medio	Dureza Total (como CaCO <sub>3</sub> ) Rango alto
Rango	0-150 mg/L (ppm)	40-500 mg/L (ppm)	400-3000 mg/L (ppm)
Resolución	5 mg/L (ppm)	20 mg/L (ppm)	100 mg/L (ppm)
Numero de test	50	50	50
Tipo	Volumetría	Volumetría	Volumetría
Metodo	EDTA	EDTA	EDTA
Reactivo	HI3840-050	HI3841-050	HI3842-050
Información sobre pedidos	Todos los kits se suministran con 1 botella dosificadora de reactivo CALMAGITE (10 mL), reactivo de dureza según rango (30ml) y 1 vaso calibrado (50ml)		