

Test Kit Dureza Total CaCO₃ (0,0 a 30,0 - 0 a 300 mg/ L) 100 test



Sencillo test kit para medida de la dureza del agua, con diferentes rangos de medida.

- Posibilidad de realizar 100 test
- Diseñado para aguas potables
- Disponibilidad de recambio HI3812-100

El Test Kit Dureza Total CaCO₃, HI3812, se suministra con tampón de dureza 30ml, indicador calmagita 10ml, solución EDTA 120ml, vaso de precipitados con tapa 20ml y 50ml, jeringa 1ml con punta.

Referencia: -

| | |
|----------------|--|
| Distancia | De 0,0 a 30,0 mg / l de CaCO ₃ ; 0 a 300 mg / L CaCO ₃ |
| Resolución | 0.3 mg / L (rango de 0.0 a 30.0 mg / L); 3 mg / L (rango de 0 a 300 mg / L) |
| Método | EDTA |
| Número de test | 100 |
| Tipo CTK | Valoración |
| Peso | 460 g |

Información sobre pedidos El kit de prueba HI3812 viene con un tampón de dureza de 30 ml, un indicador de calmagita de 10 ml, una solución de EDTA de 120 ml, un vaso de precipitados de plástico de 20 ml, un vaso de precipitados de plástico de

50 ml y una jeringa de 1 ml
con la punta.