

Test Kit Formaldehído (0,00 a 1,00 - 0,0 a 10,0 %) 110 test



El HI3838 es un sencillo tes kit que mide el formaldehído por valoración con sulfito de sodio y ácido clorhídrico.

- 110 test
- Recambio de reactivo disponible
- Todos los reactivos marcados con fecha de vencimiento y número de lote para la trazabilidad

El HI3838 se suministra completo con todos los reactivos y el equipo necesarios para realizar aproximadamente 110 pruebas.

Referencia: -

Rango	0.0 a 1.0 % de formaldehído ; 0 a 10% de formaldehído
Resolución	0.1% (0.0 a rango 1.0%) ; 1% (0 a 10% rango)
Método	sulfito de sodio / ácido clorhídrico
Número de test	110
Tipo CTK	Valoración
Información sobre pedidos	El test kit HI3838 viene con frasco gotero de indicador amarillo de alizarina R 15 mL, 30 g de sulfito de sodio, solución titulante HI3838-0 120 mL, cuchara de plástico, frasco de plástico, recipiente de calibrado de 10 mL, filtro de cartucho, jeringa de titulación calibrada y émbolos.