

Test Kit Fosfato PO43- (0 a 5 mg/ L) 50 test



El HI3833 es un sencillo test kit que utiliza el método del ácido ascórbico para medir el fosfato.

- 50 tests (posibilidad de recambio)
- Todos los reactivos marcados con fecha de vencimiento y número de lote para la trazabilidad
- Cubo de comparación de colores para determinación simple

El HI3833 se suministra completo con todos los reactivos y equipos necesarios para realizar aproximadamente 50 pruebas.

Referencia: -

Rango	0 a 5 mg / L (ppm) PO ₄ ³⁻
Resolución	1 mg / l (ppm)
Método	ácido ascórbico
Número de test	50
Tipo CTK	Colorimétrico
Información sobre pedidos	El test kit HI3833 viene con un vaso de precipitados de plástico de 20 ml, un cubo de comparación de colores y 50 paquetes de reactivo de fosfato.